

Csta Rabbit Pab - P01040

품목 번호: CM0030195



소개

CSTA Rabbit pAb는 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 다클로날 항체로, 인간 및 쥐 시스타틴-A(UniProt P01040)를 인식합니다. 단백질 분해 효소 억제제 및 세포 부착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CSTA Rabbit pAb
비고/별칭	AREI; PSS4; STF1; STFA; CSTA
종	인간(Human)
GeneID (인간)	1475
GeneID	1475
면역원	인간 CSTA (NP_005204.1)의 아미노산 1-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P01040
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 백(Ice bag)