

Ctbp2 토끼 다클론 항체, Wb·if/Icc·elisa 적합 - P56545

품목 번호: CM0021341



소개

CTBP2 토끼 다클론 항체는 인간 CTBP2의 C-말단 펩티드를 면역원으로 생산된 다클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 샘플의 WB, IF/ICC, ELISA 실험에 적합합니다. 전사 조절 및 시냅스 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CTBP2 토끼 pAb
비고/별칭	CTBP2
종	인간
유전자ID (인간)	1488
유전자ID	1488
면역원	합성 펩티드 인간 CTBP2 (NP_001320.1)의 아미노산 300번부터 C-말단까지의 서열에 상응하는 합성 펩티드입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P56545
단백질 분자량	49kDa
배송 방식	아이스 팩