

Ctcf 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip 용) - P49711

품목 번호: CM0016353



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA 및 ChIP 응용 분야에 검증된 CTCF 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 내인성 CTCF를 검출합니다. 크로마틴 생물학, 유전자 조절 및 3차원 게놈 구조 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CTCF Rabbit pAb
비고/별칭	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
종	인간
GeneID (인간)	10664
GeneID	10664
면역원	인간 CTCF (NP_006556.1)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49711
단백질 분자량	83 kDa
배송	아이스 팩