

Ctrb1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P17538

품목 번호: CM0016097

소개

CTRB1 Rabbit Polyclonal Antibody (pAb)는 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트의 키모트립시노젠 B (CTRB1)를 인식합니다. 세린 프로테아제 분비 및 소화 효소 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CTRB1 Rabbit pAb
비고/별칭	CTRB; CTRB1
종	인간
GeneID (인간)	1504
GeneID	1504
면역원	인간 CTRB1 (NP_001897.4)의 아미노산 79-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P17538
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백