

Cxcr2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P25025

품목 번호: CM0026529



소개

인간 CXCR2 (CD182, IL8RB)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA에 적합. 41kDa 단백질 검출. 케모카인 신호 전달, 호중구 주화성, 염증 반응 연구에 이상적.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CXCR2 Rabbit pAb
비고/별칭	CD182; IL8R2; IL8RA; IL8RB; CMKAR2; WHIMS2; CDw128b; CXCR2
종	인간
유전자 ID (인간)	3579
유전자 ID	3579
면역원	합성 펩타이드 인간 CXCR2 (NP_001548.1)의 아미노산 260-359에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P25025
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백