

Cxcr3-B Rabbit Pab - P49682-2

품목 번호: CM0024302

소개

WB, IF-P, ELISA용 CXCR3-B Rabbit Polyclonal Antibody. 사람 및 마우스 CXCR3-B 이소폼 2를 인식하며, CXCL4/CXCL10을 통해 혈관생성을 억제하는 케모카인 수용체입니다. 종양학 및 혈관 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CXCR3-B Rabbit pAb
비고/별칭	GPR9; MigR; CD182; CD183; Mig-R; CKR-L2; CMKAR3; IP10-R; CXCR3
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	2833
유전자 ID	2833
면역원(Immunogen)	사람 CXCR3-B(NP_001136269.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P49682-2
단백질 분자량	45kDa
배송(Shipping)	아이스박스