


Cxcr7 Rabbit Mab For Wb, Elisa - P25106

품목 번호: CM0005923



소개

이 CXCR7 토끼 단일클론 항체(WB, ELISA)는 인간 비정형 케모카인 수용체 3을 표적으로 하여 암 및 신경과학 연구에 적합합니다. 약 41 kDa 밴드를 검출하며, 인간 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	CXCR7 Rabbit mAb
비고/별칭	RDC1; CXCR7; RDC-1; CMKOR1; CXC-R7; CXCR-7; GPR159
종	인간
GeneID (Human)	57007
GeneID	57007
면역원	인간 CXCR7 (NP_064707.1)의 아미노산 263-362 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P25106
단백질 무게	41kDa
배송	아이스백