

Cy3 토끼 단일클론 항체 - Cy3

품목 번호: CM0005647

소개

이 토끼 단일클론 항체는 Cy3 시아닌 염료(CAS 146397-20-8)를 표적으로 하며, DB 및 ELISA 분석에서 종에 독립적인 반응성을 제공합니다. 직접 표지화 또는 항염료 신호 생성 전략에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cy3 토끼 mAb
비고 / 별칭	Cy3
유전자 ID (인간)	CAS:146397-20-8
유전자 ID	CAS:146397-20-8
면역원	Cy3에 해당하는 화합물
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종에 독립적
배송	아이스팩