

Cy3/Cy5 토끼 단클론항체

품목 번호: CM0005240

소개

DB 및 ELISA 응용 분야를 위한 Cy3/Cy5 토끼 단클론항체입니다. 종에 독립적인 교차 반응성을 나타내며 Cy3/Cy5 접합체의 범용 검출에 적합합니다. 토끼에서 유래되었으며 면역 분석 개발 및 진단 원자재 공급에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Cy3/Cy5 토끼 단클론항체
유전자 ID (CAS)	CAS:146368-15-2
면역원	Cy5에 해당하는 화합물
유래	토끼
카테고리	단클론항체
응용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종에 독립적
배송	아이스백