


Cyclin B1 토끼 단클론 항체 (Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용) - P14635

품목 번호: CM0006441



소개

WB, IP, IHC-P, ELISA에서 검증된 고품질 Cyclin B1 토끼 단클론 항체입니다. G2/M 세포주기 전이에 필수적인 인간 Cyclin B1(P14635)과 반응하며, 세포주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cyclin B1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	CCNB; Cyclin B1
종	인간
유전자ID (인간)	891
유전자ID	891
면역원	합성 펩타이드 인간 Cyclin B1(P14635)의 아미노산 334-433번 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P14635
단백질 분자량	48 kDa
배송 방식	아이스팩