


Cyclin B1 토끼 Pab (Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용) - P14635

품목 번호: CM0020889



소개

Cyclin B1 토끼 pAb는 인간, 마우스, 래트 샘플에서 내인성 Cyclin B1 단백질을 검출합니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 표적 단백질은 G2/M 전이와 유사분열의 핵심 조절인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cyclin B1 토끼 pAb
비고/별칭	CCNB; Cyclin B1
종	인간
유전자ID (인간)	891
유전자ID	891
면역원	인간 Cyclin B1 (NP_114172.1)의 아미노산 334-433 위치 서열에 해당하는 합성 펩티드
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P14635
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백