


Cyclin D3 Rabbit Mab - P30281

품목 번호: CM0005277



소개

인간 Cyclin D3 (CCND3)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 랫트를 인식합니다. 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cyclin D3 Rabbit mAb
비고/별칭	CCND3; cyclin D3; Cyclin D3
종	인간
GeneID (인간)	896
GeneID	896
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	P30281
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스백