

웨스턴 블롯(Wb) 및 Elisa용 Cyclin E1 Rabbit Polymab® - P24864

품목 번호: CM0006879



소개

인간 Cyclin E1(CCNE1)을 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 암 연구 응용에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	Cyclin E1 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	CCNE1; pCCNE1
종	인간
유전자 ID (인간)	898
유전자 ID	898
면역원	합성 펩타이드 인간 Cyclin E1(NP_001229.1)의 아미노산 300-400에 해당하는 서열의 합성 펩타이드입니다.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P24864
단백질 분자량	47 kDa
배송	아이스백