


Cyp11A1 토끼 다클론 항체 (Wb, If, Ihc, Elisa) - P05108

품목 번호: CM0022531



소개

Western blot, 면역형광, IHC 및 ELISA에 대해 검증된 CYP11A1 (P450_{scc})에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 스테로이드 생성에 필수적인 미토콘드리아 콜레스테롤 측쇄 절단 효소인 인간, 마우스 및 랫드 CYP11A1과 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CYP11A1 토끼 pAb
비고/별칭	CYP11A; CYPXIA1; P450SCC; CYP11A1
종	인간
GeneID	1583
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P05108
단백질 분자량	60kDa
배송	아이스백