

Cyp24A1 토끼 단클론 항체 (Ihc-P, If/Icc, Elisa) - Q07973

품목 번호: CM0003087

소개

IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증된 CYP24A1 토끼 단클론 항체입니다. 비타민 D 이화작용과 칼슘 항상성에 중요한 미토콘드리아 효소인 인간 CYP24A1(Q07973)을 표적으로 합니다. 연구용으로만 사용 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP24A1 토끼 mAb
비고/별칭	CP24, HCAI, CYP24, HCINF1, P450-CC24, CYP24A1
종	인간
유전자 ID (인간)	1591
유전자 ID	1591
면역원	인간 CYP24A1(NP_000773.2)의 아미노산 36-410에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q07973
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스팩