

Cyp24A1 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa용) - Q07973

품목 번호: CM0019745

소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 토끼 다클론 CYP24A1 항체입니다. 인간, 마우스, 래트를 인식합니다. 비타민 D 이화작용, 칼슘 항상성, 미토콘드리아 24-하이드록실레이스 기능 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CYP24A1 토끼 pAb
비고/별칭	CP24; HCAI; CYP24; HCINF1; P450-CC24; CYP24A1
종	인간
유전자 ID (인간)	1591
유전자 ID	1591
면역원	재조합 단백질 인간 CYP24A1 (NP_001122387.1)의 아미노산 36-448에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q07973
단백질 분자량	59kDa
배송 방식	아이스백