


Wb, If/Icc, Elisa용 시스타틴 C 토끼 다클로날 항체 - P01034

품목 번호: CM0014675



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 시스타틴 C 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐 샘플의 내인성 시스타틴 C를 검출합니다. 신장 기능, 아밀로이드증 및 단백질 분해 효소 억제제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	Cystatin C Rabbit pAb
비고/별칭	ARMD11; HEL-S-2; Cystatin C
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID	1471 (Human)
면역원	사람 시스타틴 C (NP_000090.1)의 아미노산 1-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	다클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P01034
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스백