

사이토크롬 C 토끼 Mab - P99999

품목 번호: CM0011288



소개

WB, IHC-P, ELISA용 사이토크롬 c 토끼 단일클론 항체. 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)의 사이토크롬 c (CYC, HCS, THC4)를 검출합니다. 분자량: 12kDa. 세포자멸사(apoptosis) 및 미토콘드리아 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	사이토크롬 c 토끼 mAb
비고/별칭	CYC; HCS; THC4
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	54205
GeneID	54205
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 인간 사이토크롬 C (NP_061820.1)의 아미노산 1-105에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫(Rat)
SWISS	P99999
단백질 분자량	12kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)