

Cytokeratin 17 (Krt17) 토끼 다클로날 항체 [Wb, If/Icc, Elisa] - Q04695

품목 번호: CM0014108

소개

웨스턴 블롯(WB), 면역형광/면역세포화학(IF/ICC) 및 ELISA에 사용할 수 있는 인간 Cytokeratin 17 (KRT17)에 대한 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 상피 생물학 및 피부과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Cytokeratin 17 (KRT17) Rabbit pAb
비고/별칭	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Cytokeratin 17 (KRT17)
종(Species)	Human (인간)
Gene ID (Human)	3872
Gene ID	3872
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 Cytokeratin 17 (KRT17) (NP_000413.1)의 아미노산 133-432 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 쥐)
SWISS	Q04695
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스백