

사이토케라틴 18 (Krt18) 토끼 단일클론 항체 (Wb용) - P05783

품목 번호: CM0003612

소개

웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA에 대해
검증된 사이토케라틴 18 (KRT18) 토끼 단일클론
항체입니다. 사람, 쥐 및 랫트 KRT18과 반응합니다.
상피세포 생물학 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cytokeratin 18 (KRT18) Rabbit mAb
비고/별칭	K18; CK-18; CYK18; Cytokeratin 18 (KRT18)
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	3875
GeneID	3875
면역원(Immunogen)	사람 사이토케라틴 18 (KRT18) (P05783)의 아미노산 250-430에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P05783
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)