

Wb, Ihc-P, Elisa용 사이토케라틴 20 (Ck20) 토끼 단일클론 항체 - P35900

품목 번호: CM0002098

소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 사이토케라틴 20 (CK20) 토끼 mAb입니다. 인간 및 쥐 CK20 (~48 kDa)을 인식하며, 장상피 및 메르켈 세포에서 발현됩니다. 위장관 연구 및 IHC 마커 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Cytokeratin 20 (CK20) Rabbit mAb
비고/별칭	K20; CD20; KRT20; CK-20; KRT21; Cytokeratin 20 (CK20)
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	54474
유전자 ID	54474
면역원	Synthetic Peptide
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
응용	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	Human, Rat
SWISS	P35900
단백질 분자량	48 kDa
배송	아이스백