

Dab2Ip 토끼 다클론 항체 - Q5Vwq8

품목 번호: CM0019581

소개

신호 전달 경로, 세포사멸 및 종양 억제에 관여하는 스캐폴드 단백질 DAB2IP에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 랫드 샘플에서 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DAB2IP 토끼 다클론 항체
비고/별칭	AIP1; AIP-1; AF9Q34; DIP1/2; DAB2IP
종	인간
GeneID (인간)	153090
GeneID	153090
면역원	재조합 단백질(인간 DAB2IP의 아미노산 205-320에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_619723.1))
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 랫드
SWISS	Q5VWQ8
단백질 분자량	132kDa
배송	아이스팩