

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Dap 토끼 다클로날 항체 - P51397

품목 번호: CM0030232

소개

웨스턴 블롯, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용 CamelBio의 DAP 토끼 다클로날 항체(P51397)를 살펴보세요. 인간, 마우스, 래트에서 검증되었습니다. 세포 사멸, 오토파지 및 번역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DAP Rabbit pAb
비고/별칭	DAP1; DAP
종	Human
GeneID (Human)	1611
GeneID	1611
면역원	인간 DAP (NP_004385.1)의 아미노산 1-102에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P51397
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스 팩