

Dazl 토끼 Pab - Q92904

품목 번호: CM0013307

소개

DAZL 토끼 다클론 항체는 사람, 마우스, 래트에서 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 정자형성에 필수적인 RNA 결합 단백질이며 고환 특이적으로 발현됩니다. 생식생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DAZL 토끼 pAb
비고/별칭	DAZH; DAZL1; DAZLA; SPGYLA; DAZL
종	사람
유전자ID (사람)	1618
유전자ID	1618
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q92904
단백질 분자량	33kDa
배송	아이스 팩