

Dcaf11 토끼 다클론 항체 - Q8Teb1

품목 번호: CM0021607

소개

CUL4-DDB1 E3 유비퀴틴 리가아제 복합체의 기질 수용체인 DCAF11에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA로 검증되었습니다. 유비퀴틴화 경로 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DCAF11 토끼 다클론 항체
비고/별칭	GL014; WDR23; PRO2389; DCAF11
종	인간
유전자 ID (인간)	80344
유전자 ID	80344
면역원	인간 DCAF11 (NP_079506.3)의 아미노산 1-170번 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질입니다.
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TEB1
단백질 분자량	62kDa
배송 방법	아이스 팩