

## Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Ddx1 토끼 단일클론항체 - Q92499

품목 번호: CM0010454



### 소개

인간, 마우스, 랫드와 교차 반응성을 보이며 WB, IHC-P, IP, ELISA에 대해 검증된 항-DDX1 토끼 단일클론항체입니다. 전사, 항바이러스 반응 및 암 생물학에서 RNA 헬리케이스의 역할을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 제품명         | DDX1 토끼 단일클론항체                                               |
| 비고/별칭       | DBP-RB; UKVH5d; DDX1                                         |
| 종           | 인간                                                           |
| GeneID (인간) | 1653                                                         |
| GeneID      | 1653                                                         |
| 면역원         | 인간 DDX1(NP_004930.1)의 아미노산 441-740에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 출처          | 토끼                                                           |
| 분류          | 단일클론항체                                                       |
| 적용 분야       | WB, IHC-P, IP, ELISA                                         |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 랫드                                                  |
| SWISS       | Q92499                                                       |
| 단백질 분자량     | 82 kDa                                                       |
| 배송          | 아이스팩                                                         |