

Wb, If/Icc, Elisa용 Ddx3 토끼 다클론 항체 - O00571

품목 번호: CM0030384



소개

웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 사용할 수 있는 인간 DDX3(O00571)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. DDX3는 RNA 대사, 번역 조절 및 선천성 면역 신호 전달에 관여합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DDX3 토끼 다클론 항체
비고/별칭	DBX; DDX3; HLP2; DDX14; CAP-Rf; MRX102; MRXSSB; DDX3X
종	인간
유전자 ID (인간)	1654
유전자 ID	1654
면역원	인간 DDX3(NP_001347.3)의 아미노산 100-200 영역 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O00571
단백질 분자량	73kDa
배송 방식	아이스백