

Wb 및 Elisa용 Ddx39A 토끼 다클론 항체 - O00148

품목 번호: CM0012823



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 DDX39A 토끼 다클론 항체이며, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. mRNA 수출 및 스플라이싱에 관여하는 ATP 의존성 RNA 헬리케이스를 표적으로 합니다. 핵-세포질 수송 및 RNA 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	세부 정보
제품명	DDX39A 토끼 다클론 항체
비고/별칭	BAT1; DDXL; BATIL; DDX39; URH49; DDX39A
종	인간
GeneID (인간)	10212
GeneID	10212
면역원	인간 DDX39A(NP_005795.2)의 아미노산 178-427에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	O00148
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스팩