


## Ddx50 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - Q9Bq39

품목 번호: CM0025593



### 소개

인간 DDX50 (GU2/GUB)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. RNA 대사 및 항바이러스 제한 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | DDX50 토끼 pAb                                                  |
| 비고/별칭                    | GU2; GUB; mcdhr; RH-II/GuB; DDX50                             |
| 종                        | 인간(Human)                                                     |
| GeneID (인간)              | 79009                                                         |
| GeneID                   | 79009                                                         |
| 항원(Immunogen)            | 인간 DDX50 (NP_076950.1)의 아미노산 1-135에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                    |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)                               |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                      |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                |
| SWISS                    | Q9BQ39                                                        |
| 단백질 분자량                  | 83kDa                                                         |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                |