

Ddx51 토끼 Pab - Q8N8A6

품목 번호: CM0016080

소개

WB 및 ELISA에서 검증된 DDX51 토끼 다클론 항체로, 사람, 생쥐, 쥐에서 교차 반응성을 보입니다. 표적: 60S 리보솜 소단위체 생합성의 핵심 인자인 ATP 의존성 RNA 헬리카제 DDX51.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DDX51 토끼 pAb
비고/별칭	DDX51
종	사람
유전자ID (사람)	317781
유전자ID	317781
면역원	사람 DDX51 (NP_778236.2)의 아미노산 367-666에 해당하는 서열을 포함한 제조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q8N8A6
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스 팩