

Ddx55 Rabbit Pab For Wb, Elisa - Q8Nhq9

품목 번호: CM0018961

소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 DDX55 토끼 폴리클로날 항체. rRNA 처리에 관여하는 DEAD-box RNA 헬리카제인 인간 및 생쥐 DDX55를 검출합니다. 리보솜 생합성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DDX55 Rabbit pAb
비고/별칭	DDX55
종	인간
GeneID (인간)	57696
GeneID	57696
면역원	인간 DDX55 (NP_065987.1)의 아미노산 1-360에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q8NHQ9
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백