


Decr1 토끼 다클론 항체 - Q16698

품목 번호: CM0012845



소개

DECRI 토끼 다클론 항체는 인간, 마우스, 랫드 DECRI(미토콘드리아 2,4-디에노일-CoA 환원효소)을 표적으로 하며 WB 및 ELISA에 사용됩니다. 지방산 대사 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DECRI 토끼 다클론 항체
비고/별칭	DECRI; NADPH; SDR18C1; DECRI
종	인간
GeneID (인간)	1666
GeneID	1666
면역원	제조합 단백질 인간 DECRI(NP_001350.1)의 아미노산 35-335에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
면역원 유래 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q16698
단백질 분자량	36kDa
배송	아이스백