


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Dek 토끼 Mab - P35659

품목 번호: CM0002369



소개

사람, 쥐의 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 DEK 토끼 단일클론 항체. 핵 염색질 조절 인자 DEK (43kDa)를 타겟으로 합니다. 암 및 염색질 연구에 이상적입니다. - P35659

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DEK 토끼 mAb
비고/별칭	D6S231E; DEK
종(Species)	사람(Human)
GeneID (사람)	7913
GeneID	7913
면역원(Immunogen)	사람 DEK (P35659)의 아미노산 51-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Rat)
SWISS	P35659
단백질 분자량	43kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)