


Wb 및 Elisa용 Depdc6 토끼 다클로날 항체 - Q8Tb45

품목 번호: CM0025270



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA 용도로 검증된 고품질의 DEPDC6 토끼 다클로날 항체입니다.

자가포식(autophagy) 연구에 필수적인 주요 mTOR 음성 조절 인자인 인간 및 마우스 DEPTOR를 검출합니다. IVD 연구 및 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DEPDC6 Rabbit pAb
비고/별칭	DEP.6; DEPDC6
종(Species)	Human
GeneID (Human)	64798
면역원(Immunogen)	인간 DEPDC6 (NP_073620.2)의 아미노산 1-217에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	Q8TB45
단백질 분자량	46kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)