

Desmin Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - P17661

품목 번호: CM0013865

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증되고 마우스와 교차 반응하는 데스민 토끼 폴리클론항체. 근육 세포소관 구조 무결성에 필수적인 제3형 중간 필라멘트인 인간 데스민을 표적합니다. 심장 및 골격근 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Desmin Rabbit pAb
비고/별칭	CSM1; CSM2; CDCD3; LGMD1D; LGMD1E; LGMD2R; Desmin
종	인간
GeneID (Human)	1674
GeneID	1674
면역원	인간 데스민(NP_001918.3)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	P17661
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백