

Desmocollin 3 (Dsc3) 토끼 다클로날 항체 (Wb, Elisa용) - Q14574

품목 번호: CM0022180

소개

사람 Desmocollin 3 (DSC3)을 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅(Western blot) 및 ELISA에 적합하도록 설계되었습니다. 쥐(Rat)와 교차 반응합니다. 데스모솜(desmosome) 접착 및 표피 장벽 무결성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Desmocollin 3 Rabbit pAb
비고/별칭	DSC; DSC1; DSC2; DSC4; CDHF3; HT-CP; Desmocollin 3
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	1825
유전자 ID	1825
항원(Immunogen)	사람 Desmocollin 3 (NP_001932.2)의 아미노산 576-690에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	쥐 (Rat)
SWISS	Q14574
단백질 분자량	100kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)