

Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Desmoplakin 토끼 단일클론 항체 - P15924

품목 번호: CM0007972



소개

WB, IF-P, IHC-P 및 ELISA용으로 검증된 Desmoplakin 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 마우스 및 랫드와 반응합니다. 약 332 kDa의 데스모솜 단백질을 표적으로 하며, 세포 접착, 심근병증 및 피부과 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Desmoplakin 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	DP; DCWHKTA
종	사람
GeneID (사람)	1832
면역원	사람 Desmoplakin(NP_004406.2)의 아미노산 2609~2822에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
동물 유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P15924
단백질 분자량	332kDa
배송	아이스팩