

Dextrin Rabbit Monoclonal Antibody For Wb And Elisa - P60981

품목 번호: CM0003481

소개

WB 및 ELISA 응용에 대해 검증된 Dextrin 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응성을 보입니다. 액틴 탈중합 및 세포골격 조절 연구에 적합합니다. UniProt P60981.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Dextrin Rabbit mAb
비고/별칭	ADF; ACTDP; HEL32; bA462D18.2; Dextrin
종	인간
GeneID (인간)	11034
GeneID	11034
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P60981
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백