


Dhrs4 Rabbit Pab - Q9Btz2

품목 번호: CM0018663



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 고품질 DHRS4 Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 인간, 마우스, 래트의 DHRS4(~30 kDa, 제노바이오틱 및 스테로이드 대사에 관여하는 탈수소효소/환원효소)를 인식합니다. IVD 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	DHRS4 Rabbit pAb
비고/별칭	CR; NRDR; PHCR; PSCD; SDR-SRL; SDR25C1; SDR25C2; SCAD-SRL; DHRS4
종	인간
GeneID (Human)	10901
GeneID	10901
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BTZ2
단백질 분자량	30kDa
배송	아이스백