

디곡신 토끼 다클론 항체 - 디곡신

품목 번호: CM0019105

소개

Dot Blot(DB) 및 ELISA 응용을 위해 디곡신을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 종에 관계없이 반응하므로 디곡신 모니터링 연구 및 진단 분석법 개발에 폭넓게 활용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	디곡신 토끼 pAb
면역원	화합물
생물종	토끼
분류	다클론 항체
응용 분야	DB, ELISA
교차 반응성	종 비의존성
배송	아이스팩