


Dimethyl-Eef1A-K55 (P68104/Q05639) 토끼 다클로날 항체 (Wb 및 Elisa용)

품목 번호: CM0000231



소개

사람 eEF1A (EEF1A1/EEF1A2, Swiss-Prot P68104/Q05639)의 이중 메틸화된 리신 55를 인식하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 번역 신장 인자 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DiMethyl-eEF1A-K55 Rabbit pAb
GeneID (사람)	1915/1917
면역원	사람 eEF1A (NP_001393.1)의 K55 주변 합성 이중 메틸화 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	메틸화 항체 (Methylated Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	P68104/Q05639
배송	아이스 백 (Ice bag)