


Wb, If/Icc, Elisa용 Dimethyl-Histone H3-K14 Rabbit Pab (Q16695/P68431)

품목 번호: CM0000279



소개

사람 히스톤 H3 (Q16695/P68431)의 리신 14 이중메틸화에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며, 사람, 마우스, 쥐 및 기타 종(예상)과 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	DiMethyl-Histone H3-K14 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K14
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	H3
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드: 사람 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K14 주변 합성 이중메틸화 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	메틸화 항체 (Methylated Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐, 기타 (광범위한 예상)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)