


디메틸-히스톤 H3-K27 토끼 다클론 항체 (Q16695/P68431) - 후성유전학 연구 및 Chip용

품목 번호: CM0000339



소개

히스톤 H3의 27번 라이신 디메틸화(H3K27me2)를 특이적으로 인식하는 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 쥐에서 WB, IHC, IF, ELISA, ChIP, ChIP-seq에 적합하며, 후성유전학 연구 및 염색질 역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	디메틸-히스톤 H3-K27 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; 디메틸-히스톤 H3-K27
종	사람
유전자ID (사람)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩티드; 사람 히스톤 H3(NP_003520.1)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐, 기타 (넓은 범위 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송 방식	아이스백