


Dimethyl-히스톤 H3-K36 (Q16695 / P68431) 토끼 다클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Chip-Seq용)

품목 번호: CM0000324



소개

인간 히스톤 H3 (Q16695/P68431)의 다이메틸화된 Lys36을 인식하는 특이성 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq 응용 분야에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 및 기타 종과 넓은 교차 반응성을 보입니다. 후성유전학 및 크로마틴 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DiMethyl-히스톤 H3-K36 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K36
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩티드: 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K36 부위에 위치한 합성 다이메틸화 펩티드입니다.
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (넓은 범위 예측)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스팩