


Dimethyl-Histone H3-K36 Rabbit Monoclonal Antibody (Q16695/P68431)

For Wb, Ihc, Ip & Elisa

품목 번호: CM0000237



소개

사람 히스톤 H3(SWISS: Q16695/P68431)의 이중 메틸화된 Lys36을 표적으로 하는 고평가성 토끼 단일클론 항체입니다. WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 쥐, 랫트 및 광범위하게 예측되는 종과 교차 반응합니다. 후성유전학 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DiMethyl-Histone H3-K36 Rabbit mAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K36
종	사람(Human)
GeneID (사람)	8290/8350
GeneID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드: 사람 히스톤 H3(NP_003520.1)의 K36 주변 합성 이중 메틸화 펩타이드
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	메틸화 항체(Methylated Antibodies)
애플리케이션	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat), 기타(광범위하게 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)