


Dimethyl-히스톤 H3-K4 (Q16695/P68431) Chip, Wb 및 후성유전학 연구용 토끼 단일클론 항체

품목 번호: CM0000378



소개

인간 히스톤 H3(SWISS Q16695/P68431)를 표적으로 하는 DiMethyl-히스톤 H3-K4 토끼 단일클론 항체입니다. WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq 및 CUT&Tag에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 및 기타 종과 교차 반응합니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DiMethyl-히스톤 H3-K4 토끼 mAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K4
종	인간
유전자ID (인간)	8290/8350
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩타이드 인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K4 주변 디메틸화 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송	아이스백