


디메틸-히스톤 H3-K4 토끼 다클론 항체 (Q16695/P68431), Wb, Chip, Chip-Seq, Ihc-P 적용 가능

품목 번호: CM0000401



소개

디메틸화된 히스톤 H3 라이신 4 (H3K4me2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 및 기타 종과 교차 반응합니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	디메틸-히스톤 H3-K4 토끼 pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; 디메틸-히스톤 H3-K4
종	인간
유전자ID (인간)	H3
유전자ID	8290/8350
면역원	합성 펩티드 (인간 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩티드)
공급원	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위하게 예측됨)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송 방식	아이스백