


Dimethyl-Histone H3-K79 Rabbit Polyclonal Antibody (Q16695/P68431) – Wb, Ihc-P, Chip-Seq 검증 완료

품목 번호: CM0000393



소개

리신 79 (H3K79me2)에서 다이메틸화된 히스톤 H3에 특이적인 토끼 다클로날 항체입니다. 사람, 쥐, 랫트 H3를 인식합니다. WB, IHC-P, IF, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq에 적합합니다. 후성유전학 연구 및 크로마틴 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DiMethyl-Histone H3-K79 Rabbit pAb
비고/별칭	H3t; H3.4; H3/g; H3FT; H3C16; HIST3H3; DiMethyl-Histone H3-K79
종(Species)	사람 (Human)
GeneID (사람)	H3C1, H3C2, H3C3, H3C4, H3C6, H3C7, H3C8, H3C10, H3C11, H3C12, H3-4
GeneID	8290, 8350
면역원(Immunogen)	사람 히스톤 H3 (NP_003520.1)의 K79 주변 다이메틸화 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	메틸화 항체 (Methylated Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP, ChIP-seq
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 쥐(Mouse), 랫트(Rat), 기타 (광범위한 반응 예상)
SWISS	Q16695/P68431
단백질 분자량	15 kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)