


Dimethyl-히스톤 H4-K20 (P62805) 토끼 단일클론 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa 용)

품목 번호: CM0000292



소개

WB, DB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증된 DiMethyl-히스톤 H4-K20 (P62805) 토끼 단일클론 항체입니다. 히스톤 H4의 20번 다이메틸화 라이신을 표적으로 합니다. 사람, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 후생유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	DiMethyl-히스톤 H4-K20 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-히스톤 H4-K20
종	사람
GeneID (사람)	8359/8370
GeneID	8359
면역원	합성 펩타이드
유래	토끼
카테고리	메틸화 항체
적용 분야	WB, DB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트, 기타 (광범위 반응 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11 kDa
배송 방법	아이스 팩