


Dimethyl-Histone H4-K20 Rabbit Monoclonal Antibody (P62805) – 에피유전학 연구에서 Wb, Db, Ihc-P, Elisa에 검증됨

품목 번호: CM0000321



소개

인간 Histone H4 (P62805)의 디메틸화된 라이신 20을 특이적으로 검출합니다. WB, DB, IHC-P, ELISA에 이상적이며, 인간, 마우스, 래트 및 예측된 광범위한 종에 대한 교차 반응성을 보입니다. 염색체 생물학 및 에피유전학적 IVD 응용에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	DiMethyl-Histone H4-K20 Rabbit mAb
비고/별칭	H4; H4/n; H4C1; H4C2; H4C3; H4C4; H4C5; H4C6; H4C8; H4C9; H4F2; H4FN; FO108; H4-16; H4C11; H4C12; H4C13; H4C15; H4C16; HIST2H4; HIST2H4A; DiMethyl-Histone H4-K20
종	인간
GeneID (인간)	8359/8370
GeneID	8359
면역원	인간 Histone H4 (NP_003539.1)의 K20 주변 디메틸화 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	메틸화 항체
응용 분야	WB, DB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트, 기타 (광범위 예측)
SWISS	P62805
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백